

Ordinea graficelor:

1. Fata neagră
2. Fata lucioasă
3. Legea Ștefan-Boltzmann
4. Fata albă
5. Fata mata.


ANTON
DIAMU
(FIZICĂ)

Studial legilor corpului negru
folosind un model de laborator
Unificarea legii Stefan-Boltzmann
și distribuția legilor radiative
terrice cu ajutorul calculului în Gubel

Scopul lucrării

În această lucrare se urmărește reunirea unor legi ale radiației termice, folosind un model al corpului negru, realizat pe principiul unității încoșării și păstrându-l la o temperatură constantă.

Model de laborator al corpului negru



- ① TERMOCUPLU
- ② CUPTOR ELECTRIC
- ③ ECRAN OBTUZATOR
- ④ PILA TERMOELECTRICĂ
- ⑤ MICROVOLMETRU



- Cilindrul din alama este închis ermetic la unul din capete sau etalată cu o fațetă, având rolul de corp negru.
- Măsurarea radiației relative M_r , se realizează folosind ca detector o pila termoelectrică (termocuplu) conectată în serie.
- Fluxul electromagnetic se măsoară cu un microvoltmetru.
- U la bornele pilei este proporțională cu M_r .

1. Legea Stefan-Boltzmann

$$M(T) = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} T^4 = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$$

2. Determinarea legilor radiației termice cu ajutorul cubului lui Leslie



- ① TERMOCUPUL
- ② AGITATOR
- ③ CUBUL LUI LESLIE

- cubul cu 4 fețe confecturate din materiale cu proprietăți diferite și val diferite
(mată, metal, lucios, alb, negru)

OBSERVAȚII:

Valurile radiației termice sunt mici, dar sunt foarte
mult influențate de diferențele de temperatură.
Se menține următoarele:

- să nu se atingă năla în albedu cu mâna
- să se evite variațiile de temperatură în încăperea
- să se evite interferența radiațiilor provenite de la
„corpul negru” cu cele ale mediului înconjurător.

